

Mettler LJ16 Moisture Analyzer

Kratki opis metode

Ova metoda temelji se na određivanju udjela vlage pračenjem smanjenja mase uzorka uslijed isparavanja vlage izazvanog zagrijavanjem infracrvenim zračenjem. Uzorak se stavlja u aluminijsku plitcu i stavlja u uređaj. Plitica stoji na vagi koja konstantno očitava masu. Kada se uključi grijач on počinje zagrijavati uzorak iz kojeg počinje isparavati vlaga. Usljed isparavanja vlage masa uzorka se smanjuje, a promjenu mase konstantno pratimo na displeju. Kada se masa ustali znači da je sva vlaga isparila pa možemo izračunati udjel vlage.

Namjena

Koristi se za uzorce u kojima je potrebno izmjeriti udjel vlage.

Tehničke značajke

Temperatura zagrijavanja: $50 - 160^{\circ}\text{C}$

Gradacija: 5°C

Vrijeme: $0 - 240 \text{ min.}$

Masa: 7 kg

Dimenzije: $195 \times 330 \times 260 \text{ mm}$

Napajanje: $220 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$

Proizvođač: Mettler

Tip i priprava uzorka

Organski materijali sa udjelom vlage, narezani na tanke lističe

Stupanj iskorištenja

Pet sati tjedno

Slika

