

APARAT

Densimat

PROIZVOĐAČ I MODEL

BioMérieux, Francuska

METODA

Koristi se za određivanje gustoće mikrobne kulture a provodi se u ampulama s odgovarajućim medijem, destiliranom vodom ili fiziološkom otopinom

NAMJENA

Mjerenje gustoće suspenzije mikroorganizama

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Napon: 7,5 VDC, Snaga: 0,15 A, uređaj se automatski uključuje nakon umetanja ampule

VRSTE UZORAKA

suspenzija mikroorganizama

