

## **DINO-LITE EDGE DIGITAL MICROSCOPE AM 7915 MZT**

### **Kratki opis metode**

*Uzorak se stavlja ispod mikroskopa, a na ekranu računala se prati slika i po potrebi se korigira uvećanje mikroskopa. Sliku je moguće i slikati pomoću odgovarajućeg računalnog programa.*

### **Namjena**

*Mikroskopiranje raznih uzoraka*

### **Tehničke značajke**

- 5 megapixelsa s polarizacijskim filtrom
- USB 2.0, softver, povećanje 10-220 puta
- snimanje
- fotografiranje
- kalibracija
- mjerenje
- mikrotouch
- AMR – automatsko očitavanje razine povećanja
- EDR – opcija proširenog dinamičkog raspona
- EDOF – funkcija za proširenu dubinu polja

### **Tip i priprava uzorka**

*Raznovrsni uzorci pogodni za mikroskopiranje*

### **Stupanj iskorištenja**

*Po potrebi*

**Slika**

