

LIGHTIN LABMASTER

Kratki opis metode

U steznu glavu miješalice se stegne vratilo koje na drugom kraju ima odgovarajući vijak (propeler). Vijak se uranja u smjesu tekućina ili suspenziju i uključanjem miješalice vrši se miješanje.

Namjena

Miješanje tekućih uzoraka ili suspenzija

Tehničke značajke

Električni priključak:

- 220 V, 50 Hz

Maksimalni broj okretaja:

- 550 o/min

Tip i priprava uzorka

Tekući uzorci ili suspenzije

Stupanj iskorištenja

Po potrebi

Slika

