



UREĐAJ

Absorbance Microplate Reader

PROIZVOĐAČ I MODEL

BioTek Instruments, Inc., SAD, ELx800

METODA

Jednokanalni čitač ploča, dizajniran za automatsku izvedbu završnih faza analiza temeljenih na ELISA testovima.

NAMJENA

Mjerenje optičke gustoće otopina uzoraka u mikrotitarskoj ploči s odgovarajućim brojem jažica.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Raspon valnih duljina od 400 do 750 nm.

Uključen software Gen5.

VRSTE UZORAKA

Otopine uzoraka.