

**APARAT:**

Bag mixer

**PROIZVOĐAČ I MODEL:**

Interscience, Bag mixer® 400 P

**Kratki opis metode:**

Na uređaju se odabere potrebno vrijeme miješanja, a uzorak, koji se nalazi u filter vrećici, se stavi u uređaj. Nakon zatvaranja vrata, miješanje automatski počinje i automatski se zaustavlja nakon isteka odabranog vremena.

**Namjena:**

Homogenizacija (miješanje i razrijeđivanje) različitih uzoraka kao priprema za analizu mikroorganizama.

**Tehničke karakteristike:**

Radni volumen: 50-400 ml. Vrijeme miješanja: 30-210 sek. Brzina miješanja: 8 udara/sek. Dimenzije: 390 x 260 x 290 mm, težina: 16,5 kg.

**Tip uzorka:**

Različiti kruti uzorci (hrana, farmaceutski pripravci, fecesi...).