

**APARAT:**

Magnetska mješalica s grijanjem

PROIZVOĐAČ I MODEL:

IKA[®], RH basic 2

Kratki opis metode:

Tekući uzorak i magnet se stave u laboratorijsku posudu koja se položi na grijaću ploču. Prije pokretanja miješanja, potrebno je odabrati odgovarajuću temperaturu i brzinu miješanja.

Namjena:

Miješanje tekućih uzoraka..

Tehničke karakteristike:

Dimenzije: 168 x 220 x 105 mm, težina 2,4 kg. Uređaj ima jednu grijaću ploču od nehrđajućeg čelika, Ø 125 mm. Raspon brzina miješanja: 100-2000 rpm. Mogućnost zagrijavanja do 320°C. Makimalan volumen tekućine koje je moguće miješati: 10L.

Tip uzorka:

Različiti tekući uzorci.