

Kondukcijska sušara Memmert

Kratki opis metode

Uzorak se stavlja u sušaru i zadaje se ciljana temperatura, vrijeme trajanja procesa i pokreće se postupak sušenja. Dimenzije komore za sušenje su 385x305x385 mm, a ukupna masa uzorka na dvije police je 40 kg ili 20 kg po polici. Zagrijavanje je moguće zadati u intervalima u točno određenim temperaturnim i vremenskim fazama. Sušara je kondukcijskog tipa, same ploče na kojima se nalazi uzorak su ujedno i grijači.

Namjena

Smanjivanje postotka vlage u materijalu ili uzorku.

Tehničke značajke

Snaga: 1200 W

Dimenzije komore: 385x305x385 mm

Temperatura: 20 - 200°C

Masa uzorka po polici: 20 kg

Ukupna dozvoljena masa uzorka u sušari: 40 kg

Tip i priprava uzorka

Uzorci se mogu direktno stavljati na police, bitno je da budu u čvrstom kontaktu sa policom.

Stupanj iskorištenja

Po potrebi

Slika kontakte sušare.

