

## **Uređaj za vakumiranje STATUS SV2000**

### **Kratak opis metode:**

Vakumiranjem se smanjuje kontakt uzoraka sa atmosferskim zrakom (kisikom) čime inhibiramo rast nepoželjnih mikroorganizama (produžujemo rok trajanja).

### **Namjena:**

Vakumiranje suhih, tekućih i vlažnih uzoraka.

### **Tehničke značajke:**

Dvoblatna vakumska pumpa,  
Volumen pumpanja: 22 litre u minuti;  
Maksimalan podtlak: 800 mbar;  
Snaga (W) 240W  
Dimenzije artikla 385x235x95 mm  
Težina artikla 3.7 kg  
Zaštita protiv pregrijavanja aparata

### **Tip i priprava uzorka:**

Uzorak se postavlja u predviđenu jednokratnu ambalažu iz koje se pomoću vakuum pumpe izvuče zrak i trajno zavari ambalaža varenjem.

Uređaj je opremljen priključkom za vakumiranje posuda, ručnim nožem za rezanje folije.

### **Stupanj iskorištenja:**

Nekoliko sati tjedno

Slika uređaja:

