

Stable Micro Systems PowderFlow Analiser

Kratki opis metode

Ovaj uređaj je nadgradnja na TA.HD.plus bazni uređaj. Služi za analizu prahova i pudera. Puder se stavi u posudicu i uređaj se pusti u pogon. Rotacijska miješalica se kreće uzduž posudice i istovremeno miješa puder. Mjerni osjetnik mjeri otpor koji pruža ispitivani materijal i računalni program crta grafički prikaz u odabranom koordinatnom sistemu. Na osnovu tog grafa mogu se izračunati razne vrijednosti.

Namjena

Namjena je ispitivanje i analiza karakteristika prahova i pudera.

Tehničke značajke

*Volumen posude: 200 ml
Proizvođač: Stable Micro Systems*

Tip i priprava uzorka

Prahovi i puderi

Iskoristivost

Deset sati tjedno

Slika

